



Combinés pH-mètre et agitateur magnétique

- Compacts
- Pratiques
- économiques

HANNA Instruments
France est certifié



HANNA[®]
instruments
Le Savoir Mesurer

ENSEIGNEMENT et LABORATOIRE

Pratiques et économiques, ces deux nouveaux pH-mètres combinent en un bloc un instrument de mesure pH, un support pour bécber à échantillon et un support d'électrode. HI 208 est équipé en sus d'un agitateur magnétique intégré. Spécialement conçus pour l'enseignement, ils ont été élaborés pour être peu encombrants, compacts, assemblés en kit pour éviter la dispersion des différents éléments constituant le système de mesure.

HI 207
sans agitateur

HI 208
avec agitateur

HI 207 • HI 208

- Tout en un : pH-mètre, électrode, bécber et agitateur (HI 208)
- Gamme de mesure élargie (-2 à 16 pH)
- Ecran LCD 2 niveaux avec affichage simultané du pH et de la température
- Peu volumineux, compacts
- Simples d'utilisation
- Excellent rapport qualité/prix

• Système de mesure complet compact combiné

• Double afficheur

• Economique

Spécifications techniques

Références		HI 207	HI 208
Gamme	pH	- 2.00 à 16.00	
	Temp °C	- 5.0 à 105.0	
Résolution	pH	0.01	
	Temp °C	0.1	
Exactitude	pH	±0.02	
	Temp °C	±0.5°C jusqu'à 60°C, ±1°C au-delà	
Étalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries tampons mémorisées (pH 4.01, 7.01, 10.01 ou 4.01, 6.86, 9.18)		
Compensation de temp.	automatique de -5.0 à 105.0 °C		
Electrode pH	HI 1291D, corps plastique, avec capteur de T° intégré avec connecteur DIN et câble 1 m		
Agitateur magnétique	-		✓
Alimentation	1 x pile 9 V, environ 500 h ou adaptateur secteur 12V		
Dimensions	190 x 105 x 50 mm		

Présentation

HI 207 est livré avec une électrode pH HI 1291D, un bécber plastique pour échantillon, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile 9V et un adaptateur 12V.

HI 208 est livré avec une électrode pH HI 1291D, un agitateur magnétique intégré, un bécber plastique pour échantillon, des solutions tampons pH 4 et pH 7, une pile 9V et un adaptateur 12V.

Accessoires

- HI 77400P Solution tampon pH 4 et pH 7, 5 x 20 ml de chaque
- HI 7004L Solution tampon pH 4, 500 ml
- HI 7007L Solution tampon pH 7, 500 ml
- HI 70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 ml
- HI 7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 ml
- HI 740036 Bécber pour échantillons de mesure (6 pcs)

HANNA Instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin
BP 133 - Lingolsheim
67833 TANNERIES CEDEX

Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
Email : info@hannafr.com - Internet : www.hanna-france.com